

RH FENOTIPOVI I SLAB D ANTIGEN

Stanko Simić

REZIME

Cilj ispitivanja bio je određivanje Rh fenotipa D negativnih davalaca krvi, sa posebnim osvrtom na varijantu slabog D antigena.

Korišćeni su serumi sopstvene proizvodnje, kontrolni firme Ortho i potvrda nalaza u referentnoj laboratoriji SZO kod ekstremno slabih D antigena.

Prikazani rezultati Rh fenotipova ne pokazuju značajnija odstupanja u odnosu na domaću i stranu literaturu. Učestalost slabog D antigena varira od 0. 25 do 0. 50% kao posledica neujednačenog kvaliteta seruma i neusklađenosti u radu laboratorija sa standardima.

U zaključku su istaknuti opšte prihvaćeni kriterijumi pri ispitivanju slabog D antigena u svetu.

Ključne reči: Rh fenotipovi, slab D antigen